

Har pasienten Pacemaker skal dette symbolet aktiveres. Hjertet blir da rødt.

De små tallene er alarmgrenser på respektive parameter

Kurver til de ulike parametrene



EKG/PULS

Invasivt BT, MAP

Sentralt venetrykk

Saturasjon

Respirasjonsfrekvens

Menylinje

Nullstill/kviter for alarm

Alarmpause- alarm av i 3 min

T1-
Temperatur
urinblære

Start
måling
blodtrykk

Non
invasivt
blodtrykk