

Rengjøring og klargjøring av pasientenhet Intensiv Covid A7

Assistent

- ✓ Rydde enhet, kaste brukt engangsutstyr, sugokolbe/slanger og tøy
- ✓ Fjern brukt Lærdalsbag og maske
- ✓ Enhet og seng rengjøres
- ✓ Klargjøre og nulle seng – husk lapp med hva sengen er nullet med. Settes til lagring på 736. Hvis flere enn 4 senger på lager, smittevaskes sengen og flyttes til A9.
- ✓ Respirator rengjøres. Ekspirasjonskassett byttes mellom hver pasient
- ✓ Hvis det er mer enn to ledige respiratorer i kohorten, skal respiratoren smittevaskes og tas ut av kohort.
- ✓ Bytte filter og slange mellom kolbe og sugemanometer
- ✓ Ny sugokolbe og dobbel sugeslange.

Sykepleier

- ✓ Fjerne papirer og medisiner etter utflyttet pasient
- ✓ Kontrollere og klargjøre respirator med fukteslanger og HEPA-filter (**OBS – ikke koble til sterilt vann før ny pasient er meldt**).
- ✓ Legger frem nye skjema:
 - Intensiv
 - Kodeskjema
 - NIR Covid-19
 - NAS

Utstyr som skal være på enheten – sjekkes av enten assistent eller sykepleier

- ✓ Kabler
 - Invasivt trykk, splittkabel med 2 trykkabler
 - EKG 3-avledning
 - SpO2
 - Temperaturkabel
 - Non-invasivt blodtrykk
- ✓ Transduserholder

- ✓ O2-manometer
- ✓ Brillekateter
- ✓ Pumper på stativ med rack
 - 4 stk sprøytepumper
 - 2 stk volumpumer
- ✓ Lærdalsbag med HEPA-filter og maske, tilkoblet O2.
- ✓ Sug med enkel sugeslange. Sugekatetre: hvit, grønn, oransje – både bøyde og rette
- ✓ Overtrykksmansjett
- ✓ Stetoskop
- ✓ 1 liter sterilt vann (flaske)
- ✓ Respirator hentes ved behov